

Konstruktionsparameter 3Shape Dental Designer Software

Zirkon:

(mm)

Passungsparameter

Zementspalt

Abstand zu Präp.

Übergangsbreite

	Einzelkronen		Verblockte Kronen		Brücken		Primärkrone	auf Implantat
	Front	Molar	Front	Molar	Front	Molar		
Passungsparameter	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,01
Zementspalt	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,02
Abstand zu Präp.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1
Übergangsbreite	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,2

Käppchenparameter:

Wandstärke

Wandhöhe

Randstärke

Randwinkel

Erweiterungsausgleich

Wandstärke	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5
Wandhöhe	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	var.	1
Randstärke	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	var.	0,15
Randwinkel	65°	65°	65°	65°	65°	65°	var.	65°
Erweiterungsausgleich	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	var.	0,1

Verbinderquerschnitt: (mm²)

7

8

8

9



25.10.2010